

LINE^{SRL}
Biomedical & Surgery Solution

LINE^{SRL}
Biomedical & Surgery Solution

Strada Alvania, 57
47891 Dogana
Rep. di San Marino



www.line.sm
info@line.sm

0549 96.34.90
393 88.67.689


VISCOLIS Forte

L'evoluzione nella cura dell'artrosi

Un Potente Quartetto



Azione



Indicazioni

GONARTROSI
COXARTROSI
ARTROSI SPALLA
ARTROSI CAVIGLIA

Fonte HA	Batterica
Emivita	Fino a 30 gg
Peso molecolare (Da)	2,8 - 3,6 M
Volume totale (per siringa)	2,0 % HA
Concentrazione HA	40 mh HA
Ingredienti attivi	60 mg GLICINA 45 mg L-Prolina 90 mg N-Acetilglucosamina

VISCOLIS Forte è un dispositivo medico di classe III. È un gel trasparente sterile iniettabile di nuova generazione. Disponibile in una siringa di vetro per uso intrarticolare. Il prodotto è monouso.